


Surgipro™ II

- Résistance améliorée et moindre effilochage
- Meilleure descente et sécurité des nœuds
- Absence de mémoire grâce au packaging NuPack™



Chiffres Clés



+15 000 boîtes
vendues par an



+300 clients

Argumentaire

Réduction du risque de casse et moindre effilochage

Le Surgipro™ II est fabriqué grâce à un procédé d'extrusion permettant d'obtenir **des brins plus uniformes** et par conséquent **moins fragiles**. Ainsi, même après de multiples passages, le monofilament ne s'altère quasiment pas.

Il en résulte un **moindre risque de casse** mais également une **diminution du traumatisme des tissus**.



D'autre part, l'homogénéité de la suture apporte une meilleure sensation tactile rendant le geste du chirurgien plus confortable.

Descente des nœuds


Le Surgipro™ II est composé de polypropylène, auquel a été ajouté du **PEG** (Poly Ethylène Glycol), ce qui lui donne une **meilleure maniabilité**.

En effet, le PEG apporte une **meilleure glisse** à la suture, **améliorant ainsi la descente des nœuds** et permettant leur **repositionnement**.

D'autre part, les propriétés du PEG confèrent au **Surgipro™ II moins de mémoire**, pour une **manipulation aisée**, ainsi qu'une **résistance accrue** limitant le risque de casse.



Résistance au nœud



Résistance au

Packaging NuPack™

Le packaging NuPack™ a été spécialement conçu pour **réduire la mémoire** des sutures Surgipro™ II.

Il permet une **meilleure visibilité de l'aiguille** afin d'optimiser la prise et l'armement. De même, avec l'emballage NuPack™, **il n'y a plus de risque de nœuds** lors de l'extraction du fil.

